



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1 NOLU BUHAR OTOKLAVI BİYOLOJİK İNDİKATÖR TAKİP FORMU

Doküman Kodu
SDS. FR.04

Yayın Tarihi
25.12.2024

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa Sayısı
1 / 1

BUHAR STERİLİZATÖRÜ BİYOLOJİK İNDİKATÖR İZLEM

BİYOLOJİK İNDİKATÖR İNKÜBASYON & KONFİRMASYON
İZLEM

Sıra No	Tarih Saat	Sterilizatör No	Sterilizatör Yük No	İnkübatör Cihazına Yükleyen Personel	İnkübatör No	1. Saat Personel		2. Saat Personel		3. Saat Personel		24. Saat Personel		Biyolojik İndikatör Etiketi	Kontrol Sorumlusu
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		
						Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif	Pozitif	Negatif		

Hızlı Biyolojik İndikatör Referans Değer: *Haftada bir kez günün ilk yükü ile birlikte atınız. * İmplant içeren her yük ile birlikte atınız. * Sterilizatörün her bakım-onarım ve kalibrasyon işleminden sonra atınız.