



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ISI NEM TAKİP FORMU

Doküman Kodu
DTY. FR.08

Yayın Tarihi
25.12.2024

Revizyon Tarihi

Revizyon No
00

Sayfa Sayısı
1 / 1

REFERANS ARALIKLARI	ISI ARALIĞI	NEM ARALIĞI	REFERANS ARALIKLARI	ISI ARALIĞI	NEM ARALIĞI
DEPO	18-26 ° C	% 30-60	STERİLİZASYON	18-22 ° C	%35-60
TIBBİ SARF DEPOSU	15-25 ° C	% 19-60	AMELİYATHANE	18-26 ° C	%35-60
BİYOMEDİKAL DEPO	18-30 ° C	% 30-70	POTEZ LABORATUVARI	18-25 ° C	% 30-60
ARŞİV	12-18 ° C	% 35-60	ECZANE	12-25 ° C	%50-60
TIBBİ ATIK GEÇİCİ DEPO	20-25 ° C		KLİNİK	18-25 ° C	% 30-60
SERVER ODASI	18-25°C	% 45-70	MERKEZİ UPS ODASI	≤ 4°C	
DERİN DONDURUCU	-18--24° C		SOĞUK ZİNCİR İLAÇ DOLABI	+2-+8	

GÜN	KONTROL TARİHİ	SAAT	ISI ÖLÇÜMÜ	NEM ÖLÇÜMÜ	AÇIKLAMA	KONTROL EDİLEN BİRİM:	
						PERSONEL ADI VE SOYADI	İMZA
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							

***** ISI VE NEM ARALIĞINDA SAPMA OLMASI HALİNDE TEKNİK SERVİS İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.**